

SMBG機器各社一覧表


R2年度版

北九州糖尿病検査を考える会

妹塚 紀代子	遠賀中間医師会おんが病院	検査科
奥下 由紀子	遠賀中間医師会おんが病院	検査科
小島 俊哉	大島内科呼吸器科クリニック	
児玉 美智子	製鉄記念八幡病院	検査部検査科
高木 洋子	福岡県臨床検査技師会北九州地区会員	
馬場 芳恵	北九州湯川病院	検査科
馬場園 京子	北九州総合病院	検査科
松本 誠子	北九州八幡東病院	検査科
村上 千穂	北九州CDEの会	
アークレイ	マーケティング株式会社	

あなたのお使いの 血糖測定器・センサーはどれですか？

1. グルコカードプライム アークレイ	1. グルコカードプラスケア アークレイ	3. グルテストアクア 株式会社三和化学研究所	4. グルテストアイ 株式会社三和化学研究所	5. FreeStyleリブレ アポットジャパン	6. フリースタイル プレジジョンネオ アポットジャパン	7. アクチュチェックガイド ロシュDCジャパン	8. ワンタッチペリオIQ Lifescan Japan
							
Gセンサー/プライムセンサー	Gセンサー	グルテスト ネオセンサー グルテストブルーセンサー	グルテスト ネオセンサー	FSプレジジョン 血糖測定電極	FSプレジジョン 血糖測定電極	アクチュチェック ガイドストリップ	ワンタッチペリオセンサー
							

	1	2	3	4	5	6	7	8
測定器名	グルコカードプライム	グルコカードプラスケア	グルテストアクア	グルテストアイ	FreeStyleリブレ	フリースタイル プレジジョンネオ	アキュチェックガイド	ワンタッチベリオIQ
メーカー	アークレイ	アークレイ	榊三和化学研究所	榊三和化学研究所	アポットジャパン	アポットジャパン	ロシュDCジャパン	Lifescan Japan
測定器 (電池装着観)								
測定準備画面								
電池交換時 入れる向き					充電式の為、画像なし			

	1	2	3	4	5	6	7	8
測定器名	グルコカードプライム	グルコカードプラスケア	グルテストアクア	グルテストアイ	FreeStyleリブレ	フリースタイル フレクションネオ	アキュチェックガイド	ワンタッチベリオIQ
メーカー	アークレイ	アークレイ	株式会社 三和化学研究所	株式会社 三和化学研究所	アポットジャパン	アポットジャパン	ロシュDCジャパン	Lifescan Japan
必要検体量	0.6 μ l	0.6 μ l	0.6 μ l	0.6 μ l	0.6 μ l	0.6 μ l	0.6 μ l	0.4 μ l
検体量不足	E-9 日本語・イラスト表示	E-9 日本語・イラスト表示	E-9 日本語・イラスト表示	E-9 日本語・イラスト表示	E-3 日本語・イラスト表示	エラー番号(E-3) 表示	E-4 日本語・イラスト表示	エラー4 日本語表示
測定時間	Gセンサー:5.5秒 プライムセンサー:7秒	5.5秒	ネオセンサー:5.5秒 ブルーセンサー:7秒	5.5秒	5秒	5秒	3.86秒	5秒
電池	単4アルカリ 乾電池2本	単4アルカリ 乾電池2本	単4アルカリ 乾電池2本	単4アルカリ 乾電池2本	充電式の為、 該当なし	ボタン電池 (CR2032)2個	リチウム電池 CR2032 2個	充電式3.7Vリチウムポリ マーバッテリー
使用寿命	約1000回以上	約1000回以上	約1000回以上	約1000回以上	耐用年数3年	約3,000回	耐用年数5年	1日5件で6~8週間
データ記憶容量	1,100	800	1,100	800	90日間	1,000件	720	750
使用環境条件	Gセンサー:10~40℃ プライムセンサー:5~45℃	10~40℃	ネオセンサー:10~40℃ ブルーセンサー:5~45℃	10~40℃	10~45℃	10~45℃	4~45℃	6~44℃
温度外	E-2 日本語・イラスト表示	E-2 日本語・イラスト表示	E-2 日本語・イラスト表示	E-2 日本語・イラスト表示	E-1 日本語・イラスト表示	エラー番号(E-1) 表示	E-8 日本語・イラスト表示	日本語表示
測定範囲Lo (mg/dl)	10	10	10	10	20	20	10	20
測定範囲Hi (mg/dl)	600	600	600	600	500	500	600	600
フリーダイヤル (0120)	81-1955	81-1955	19-8130	19-8130	37-8055	37-8055	0120-642-860	113-903 (24時間365日受付)